

PHYSIOLASER 1000

30 PROGRAMMES

23 Santé&Rehab – 7 Esthétique&Fitness

Le traitement avec Physiolaser 1000 accélère le rétablissement des tissus enflammés, régénère les cellules et améliore la microcirculation.

Physiolaser 1000 est particulièrement efficace dans toutes les situations d'inflammation du tissu musculaire/articulaire. Normalement, l'inflammation peut aussi être provoquée par une microcirculation réduite. La réduction de la microcirculation engendre une diminution de la quantité de sang aux cellules, causant un endommagement ischémique.

Puisqu'il réduit la période d'ischémie, Physiolaser 1000 réduit la durée de la pathologie et la douleur conséquente.

Physiolaser 1000 accélère la guérison et la disparition de la douleur, aussi bien si on l'utilise tout seul qu'en combinaison avec d'autres modalités thérapeutiques. Ainsi, il permet de réduire l'utilisation d'analgésiques et d'anti-inflammatoires.

Physiolaser 1000 favorise le processus naturel de guérison du corps sans occasionner la douleur.

- 23 Programmes Santé&Rehab:
- 7 Esthétique et Fitness

Programmable: Points et scansion

Les effets thérapeutiques principaux sont:

- Effet anti-inflammatoire
- Effet anti-œdémateux
- Effet bio-stimulant
- Effet analgésique

Physiolaser 1000 favorise le processus naturel de guérison du corps.




CE
0476

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dispositif de classe IIb
Laser de Classe IV
Puissance (CEI EN 60825-1):1000 mWatt
Divergence du faisceau:13°
Typologie laser: Ga Al As Diode
Longueur faisceau: 810 nm
Dimension point: 3,5 mm et 11.5mm
Fonctionnement: continu et pulsé
Programmes: à points et à scansion
Conforme à la directive 93/42/CEE

EQUIPEMENT

1 mallette transportable
1 unité Psysiolaser 1000
1 tête laser
1 lunettes pour le patient
1 lunettes pour l'opérateur
1 manuel d'utilisation
1 alimentateur



GLOBUS

PHYSIOLASER 1000

Liste de Programmes

Santé

Arthrose
Entorse cheville
Douleur genou
Œdème entorse cheville
Méniscopepathie
Ostéoarthrite genou
Tendinite du talon d'Achille
Douleur doigts
Douleur myofasciale épaule
Douleur articulaire épaule
Epicondylite
Epaule gelée
Canal carpien
Douleur chronique mal au dos
Douleur aiguë au dos
Mal au dos avec radiculopathie
Douleur cou
Douleur cou avec radiculopathie
Douleur myofasciale cou
Ostéoarthrite cou
Douleur temporo-mandibulaire
Tendinopathie
Blessures

Esthétique

Vergetures sein
Cellulite Œdémateuse cuisses, flancs et fessiers
Cellulite fibreuse cuisses, flancs et fessiers
Graisse et cellulite diffusée
Vergetures
Cicatrices
Stase lymphatique localisée



JFB MEDICAL - 46 route des bancs de pierre
69 690 BESSENAY
Tel : 04-74-70-89-08 - Fax : 04-74-70-89-10 - Mail : jfb@jfb.fr
www.jfb.fr